Indholdsfortegnelse

${f Indholds for tegr}$	1e	ls	3 e	,																				
0.0.1																								

Kravspecifikation



GRUPPE 1
SUNDHEDSTEKNOLOGI
AARHUS UNIVERSITET
VEJLEDER: LARS MORTENSEN
DEN 13. SEPTEMBER 2017

0.0.1

Navn:	Fully dressed use case 6: Kalibrér
Mål:	At tekniker får kalibreret systemet, så forholdet mellem tryk
	og spænding udregnes.
Initiering:	Tekniker trykker på kalibreringsknappen.
Aktør:	Tekniker(primær), Kalibreringsudstyr(offstage)
Antal samtidige forekomster:	Ingen
Prækondition:	Kalibreringsudstyr er klargjort, og der er foretaget nulpunkt-
	sjustering.
Postkondition:	Systemet er kalibreret.
Hovedscenarie:	 Teknikeren trykker på knappen "Start kalibrering". Systemet åbner et nyt vindue, hvori teknikeren kan udfylde kalibreringsdata. Teknikeren påfører via kalibreringsudstyret et kendt tryk på henholdsvis 10, 50 og 100 mmHg på transduceren. Teknikeren laver to målinger for hvert kendt tryk, og aflæser de resulterende udgangsspændinger. Teknikeren indtaster sammenhørende tryk og udgangsspænding i kalibreringsvinduet, og trykker på knappen "Udregn". Systemet udregner kalibreringsfaktoren, og viser denne. Teknikeren trykker på knappen "Opdater kalibreringsfaktor". Systemet opdateres med den nye kalibreringsfaktor. Systemet viser en besked til teknikeren om at kalibreringsfaktoren er opdateret.
Undtagelser:	